

## PCR en saliva.

Página 1 de 1

**Muestra:** saliva.

### **Indicaciones:**

Necesita un frasco estéril del tipo de urocultivo que puede retirarlo en laboratorio.

Recolectar la muestra al levantarse y sin cepillarse los dientes de la siguiente manera.

- Debe juntar abundante cantidad de saliva en su boca durante aproximadamente 30 segundos.
- Depositar la saliva en el envase estéril, juntando aproximadamente 2 ml. de muestra.
- Cuidar de no contaminar con saliva la parte externa del frasco.
- Cerrar el frasco y rotular con DNI, Nombre y Apellido.
- Por último, colocar el frasco dentro de una bolsa plástica o un envase de telgopor o similar, cerrar herméticamente y mantener en la heladera hasta el momento de entrega en el laboratorio.